



KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT
LABORATORIUM OCENY MLEKA KCHZ
LABORATORIUM REFERENCYJNE Z/S W PARZNIEWIE
ul. PRZYSZŁOŚCI 1; 05 - 804 PRUSZKÓW

Instrukcja wykonania badań do porównań międzylaboratoryjnych na zawartość tłuszczu w śmietance

1. Badania zaleca się wykonać w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek.
2. Do czasu wykonania badań próbki przechowywać w temp. $0\div 4^{\circ}\text{C}$
3. Bezpośrednio przed badaniem otrzymane próbki należy podgrzać do temperatury $35- 40^{\circ}\text{C}$.
4. Próbki dokładnie wymieszać przez kilkakrotne odwracanie buteleczek góra - dół, unikając spienienia lub zmaślenia tłuszczu.
5. Próbki śmietanki schłodzić do temperatury ok. 20°C i ponownie wymieszać.
6. Należy wykonać oznaczenie próbki kontrolnej.
7. Z każdej otrzymanej próbki do porównań wykonać po 2 pomiary.
8. Badania zakończyć oznaczeniem próbki kontrolnej.
9. Otrzymane wyniki należy wpisać poprawnie i czytelnie w wymaganych jednostkach na druk i przesłać do Laboratorium Referencyjnego w Parzniewie do dnia podanego na druku sprawozdania z badań.